












Übersicht Abformportfolio Flexitime® (VPS-Abformmaterial auf A-Silikon Basis)

	Light Flow	Correct Flow	Medium Flow	Monophase	Heavy Tray	Putty	Bite
							
Arbeitszeit	1:00–2:30 min.						0:30 min.
Abbindezeit	2:30 min.						0:30 min.
Gesamtzeit	3:30–5:00 min.						1:00 min.
Shore Härte	40	38	44	58	72	70 (Easy Putty) 68 (Dynamix Putty)	D 40
Lieferform	50ml Kartusche			50ml Kartusche 380ml Kartusche (Dynamix)		600ml Dose 380ml Kartusche (Dynamix)	50ml Kartusche

Wir empfehlen die folgenden Materialkombinationen:

	Zweizeitig, Zwei-Phasen-Abformung	Einzeitig, Zwei-Phasen-Abformung		Einzeitig, Ein-Phasen-Abformung
Abformtechnik	Korrektur-Mischtechnik	Doppel-Mischtechnik	Sandwich-Technik	Monophasen-Technik
Viskosität des Löffelmaterials	Hochviskos/knetbar, hochviskos	Hochviskos	Knetbar, hochviskos	Mittelviskos
Produkttempfehlung	Schritt 1  Heavy tray/Putty  Schritt 2  Light flow	 Heavy tray +  Medium flow/ Correct flow 	 Putty +  Medium flow/ Correct flow 	 Monophase
Indikationsbereich	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kronen ■ Brücken 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kronen ■ Brücken ■ Inlays ■ Onlays ■ Transfer- & Implantatabformung 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kronen ■ Brücken ■ Inlays ■ Onlays 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kronen ■ Brücken ■ Inlays ■ Onlays ■ Transfer- & Implantatabformung ■ Funktionsabformung


kulzer.de/flexitime
Kontakt in Österreich und der Schweiz

Kulzer Austria GmbH
 Andromeda Tower
 Donau-City-Straße 6, Top 2.OG/1
 A-1220 Wien
 officeAT@kulzer-dental.com
 kulzer.at

Kontakt in Deutschland

Kulzer GmbH
 Leipziger Straße 2
 63450 Hanau, Deutschland
 info.dent@kulzer-dental.com
 kulzer.de



KULZER
 MITSUI CHEMICALS GROUP