

Stand 21.03.2023

1. Was kosten CAD Points?

Der Preis liegt bei 1,25 € pro Cad Point

- 100 St. kosten 125,00 €
- 200 St. kosten 250,00 €

Zzgl. 19% MwSt.

2. Gibt es eine Mindestabnahmemenge?

Ja, die Mindestmenge sind 100 Cad Points. Weitere Cad Points können immer in 100er Schritten bestellt werden.

3. Wie schnell habe ich meine CP's?

Kulzer bestellt die Cad Points bei 3Shape. 3Shape gewährleistet die Verfügbarkeit der Cad Points innerhalb von 24 Std. in der Zeit von Montag bis Freitag. Kulzer hat keinen Einfluss auf den Zeitpunkt der Bereitstellung der Cad Points durch 3Shape.

4. Die gekauften CP's sind nicht sichtbar, was kann ich tun?

Bitte führen Sie ein Dongle-Update aus.

5. Erhalte ich wie bei anderen Artikeln auch Rabatte?

Nein, Cad Points sind nicht rabattier fähig.

6. Wie führe ich ein Dongle Update aus?

Es gibt zwei Wege.

Der erste führt über das 3Shape Control Panel und den Bereich Werkzeuge → Abonnement Management (Dongle) → Internet Update.

Der zweite Weg führt über den Dental Manager. Klicken Sie dafür bitte oben rechts auf den Bereich „Hilfe“ und dort auf Lizenzinformation. Es öffnet sich ein Browserfenster, hier bitte auf „Update Dongle“ klicken.

Haben sie dabei Probleme, wenden Sie sich bitte an die Kollegen aus der techn. Cara Hotline

7. Können bereits gebuchte Cad Points wieder rückgängig gemacht werden?

Nein, das ist leider nicht möglich.

8. Wo steht meine Dongle Nummer?

Es gibt zwei Wege.

Der erste führt über das 3Shape Control Panel und den Bereich Werkzeuge → Abonnement Management (Dongle)

Der zweite Weg führt über den Dental Manager. Klicken Sie dafür bitte oben rechts auf den Bereich „Hilfe“ und dort auf Lizenzinformation. Es öffnet sich ein Browserfenster, hier wird die Dongle Nummer angezeigt.



**3Shape Dongle Server Service** version 1.7.19.0

Connection Pool

**DentalDesigner Premium**  
Expires: 31-12-2023  
Saves available: 192  
Points in dongle: 1  
Points in use: 0  
Points available: 1

Client	Price	Connections
DentalDesigner Premium		1

**DentalManager**  
Expires: 31-12-2023  
Points in dongle: 5  
Points in use: 1  
Points available: 4

Client	Price	Connections
DentalManager 1		10.140.5.249;

**DentalManager Inbox module**  
Expires: 31-12-2023  
Points in dongle: 10  
Points in use: 0  
Points available: 10

Client	Price	Connections
DentalManager Inbox module		1

**Scanner**  
Expires: 31-12-2023  
Saves available: 10  
Points in dongle: 10  
Points in use: 0  
Points available: 10

Client	Price	Connections
Scanner		1

DentalDesigner Premium

**Combined Licenses**

Dongle: 21494-██████████

**DentalDesigner Premium**  
From Dongle: 21494-██████████  
Expires: 31-12-2023  
Saves available: 192  
Points in dongle: 1

Client	Price
DentalDesigner Premium 1	

**Dongle 21494-██████████**

Number of updates: 17

Dongle programming format: DinkeyPro - 2011

Dongle order: 1

Move Left Update dongle

**DentalDesigner Premium**  
From Dongle: 21494-██████████  
Expires: 31-12-2023  
Saves available: 192

9. Wieso muss ich meine Dongle Nummer angeben?  
Cad Points werden immer der eindeutigen Dongle Nummer zugeordnet, um eine Falschzuordnung zu vermeiden.
10. Gibt es einen vorgeschriebenen Zeitraum, in dem ich meine Cad Points verwenden muss?  
Nein, Cad Points verfallen nicht.