


dimaprint Materialien

Auf die Bedürfnisse einzelner Indikationen abgestimmte 3D-Druckmaterialien.

dimaprint Materialien bieten exzellente klinische Ergebnisse und eine hohe Effizienz bei allen Indikationen. Das cara Print System und die Materialien sind perfekt aufeinander abgestimmt.

	Dentalmodelle	Dentalmodelle	Zahnfleischmasken	Nightguard/ Schiene	Temporäre Kronen & Brücken	Bohrschablonen / Abformlöffel	CAD-to-Cast- Gussformen
							
Produktname	dimaprint Stone beige	dimaprint Stone teal	dimaprint Gingiva Mask	dimaprint Splint clear	dimaprint C&B temp	dimaprint guide & tray	dimaprint Cast ruby
Indikation	- Stumpfmodelle - Arbeitsmodelle - Situationsmodelle - Teilmodelle - Implantatmodelle	Dentalmodelle	Zahnfleischmasken für Modelle	- Funktionsschiene - Nightguard	Temporäre Kronen und Brücken	- Bohrschablone - Abformlöffel	- Teilprothese - Kronen und Brücken (bis 5 Glieder)
Eigenschaften	- hohe Präzision für Implantatmodelle - ideale Hitzebeständigkeit für thermoplastische Formen - Farbe: beige	- speziell für kieferorthopädische Anwendungen geeignet - hohe Hitzebeständigkeit, ideal zum Tiefziehen von Schienen - starker Kontrast zu Metalldrähten - hohe Oberflächenhärte - extra hohe Druckgeschwindigkeit - leicht zu Beschleifen, wenn notwendig - Farbe: blaugrün	- natürliche Farbe, Transparenz und Textur - elastisch, flexibel und reißfest - gute Schleifeigenschaften - abgestimmt auf dimaprint Stone - Farbe: rosa	- hohe Genauigkeit - hohe Bruchdehnung - geringere Verwindungssteifigkeit - hoher Tragekomfort - Farbe: transparent-klar	- für kurzfristige Try-Ins oder längerfristige Provisorien (bis 1 Jahr) - geeignet für bis zu 6-gliedrige Frontzahnbrücken und 4-gliedrige Seitenzahnbrücken - in 7 Zahnfarben erhältlich	- hohe Genauigkeit - Indikator für Sterilisation durch Farbänderung - hohe Steifigkeit - Farbe: orange, nach der Sterilisation transparentes hellorange	- für Presskeramik, PM, NPM - hohe Genauigkeit - Grünstabilität - rückstandsloses Ausbrennen - Farbe: rot
MPG-Klasse	Keine	Keine	Keine	Ila	Ila	I	Keine
Freigabe Fremdgeräte	Ja! Asiga	Ja! Asiga	Ja! Asiga				

	Prothesenzähne	Prothesenbasen	Try-In Prothese	Mundschutz
				
Produktname	dimaprint Denture Teeth	dimaprint Denture Base	dimaprint Try-In	dimaprint Mouthguard
Indikation	Reise- oder Zweitprothese	Reise- oder Zweitprothese	Try-in-Prothese	Individueller Zahnschutz für Sportler
Eigenschaften	- in Kombination mit dimaprint Denture Base - einfache Copy-Paste Methode: Schnelle Reproduktion der vorhandenen Prothese (Scan, Druck, Finish) - in 7 Zahnfarben erhältlich	- in Kombination mit dimaprint Denture Teeth - in 4 Gingivafarben erhältlich	- schnelle und kostengünstige digitale Lösung zur Herstellung von Try-Ins der finalen Prothese - Farbe: weiß	- Material für Mundschutz (Zahnschutz für Sportler aller Altersgruppen) - Farben: Weiß und Blau
MPG-Klasse	Ila	Ila	Ila	keine