

IOS-Aktionsspecial Kulzer Best-Preis Frühjahr 2023

gültig ab 15.02.2023*

Jetzt Scanner zum absoluten Bestpreis sichern!

Kulzer GmbH Leipziger Straße 2 63450 Hanau Deutschland

Auftragsabwicklung Fax: 06181 9689-3897 Auftragsabwicklung E-Mail: order.dent@kulzer-dental.com

Ihr zust	tändiger Kulzer-Ansprechpartn	er/in			
Alexan	der Glenewinkel, Tel.: 0151 40243585,	alexander.glenewinkel	@kulzer-dental.com		
Alexan	der Messer, Tel.: 0174 1740403, alexan	der.messer@kulzer-de	ntal.com		
Claudia	a Ungar, Tel.: 0171 1758812, claudia.un	gar@kulzer-dental.con	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Intraora	ıl-Scanner		Tr.		
cara i	cara i700 wireless (w) / cara i700 / cara i600				
Menge	Artikel	Listenpreis	Ihr Aktionspreis		
	cara i700w (kabellose Version) cara i700w Intraoralscanner inkl. Kalibrierungstool, 4 autoklavierbare Scanspitzen	19.900,00 €	14.990,00 €		
	cara i700 cara i700 Intraoralscanner inkl. Kalibrierungstool, 4 autoklavierbare Scanspitzen	17.900,00 €	11.990,00 €		
	cara i600 cara i600 Intraoralscanner inkl. Kalibrierungstool, 4 autoklavierbare Scanspitzen	12.900,00 €	9.490,00 €		
JA, icl	h sichere mir den oben ausgewählte	n Intraoralscanner z	um Bestpreis!		
	Software sowie Installation und Einwe ubehör oder sonstige Vereinbarunge	_			
Praxis/Labor		Kund	en-Nr.		
Name					
Straße					
PLZ/Ort					
Telefon		F-Ma	il		

Irrtümer vorbehalten, Preise gültig bis Ende des Aktionszeitraumes *(30.04.2023).

Datum/Unterschrift

Mit meiner Unterschrift willige ich in die Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Zwecke der Beratung durch die Kulzer GmbH ein. Kulzer wird meine Daten unter Umständen dazu nutzen, mir individualisierte Informationen zur Verfügung zu stellen. Falls ich hiermit nicht einverstanden bin, kann ich dies jederzeit mitteilen, damit Kulzer meine personenbezogenen Daten entsprechend sperren bzw. löschen kann. Ich kann mich von Mailings jederzeit wieder abmelden.

Unbegrenzte Möglichkeiten: Alle IOS-Modelle sind kompatibel mit den Systemen Microsoft Windows und Apple MacOS!





	cara i700 wireless*	cara i700*	cara i600*			
Scan Technologie						
Scanbilder	bis zu 70 Bilder/Sekunde	bis zu 70 Bilder/Sekunde	bis zu 35 Bilder/Sekunde			
Bildgebendes Verfahren	3D in motion Video Technologie 3D Vollfarb-Streaming- Aufnahme	3D in motion Video Technologie 3D Vollfarb-Streaming- Aufnahme	3D in motion Video Technologie 3D Vollfarb-Streaming- Aufnahme			
Lichtquelle	LED	LED	LED			
Anti-Beschlag Technologie	Adaptives Anti-Beschlag System	Adaptives Anti-Beschlag System	Adaptives Anti-Beschlag System			
Genauigkeit						
Vollkiefer Scan	10,9 μm ± 0,98	10,9µm ± 0,98	10,9µm ± 0,98			
Handstück						
Abmessungen	313 x 44 x 47,4 mm	248 x 44 x 47,4 mm	248 x 44 x 47,4 mm			
Gewicht	328 g (inkl. Spitze, Batterie)	245 g	245 g			
Scanspitze R=Regular/S=Small						
Tip Abmessungen	R: 22,2x15,9 mm / S: 19x14,8 mm	R: 22,2x15,9 mm / S: 19x14,8 mm	R: 22,2x15,9 mm / S: 19x14,8 mm			
Spiegel Winkel	45° – einfacher, distale Molaren zu scannen	45° – einfacher, distale Molaren zu scannen	45° – einfacher, distale Molaren zu scannen			
Scanbereich	R: 15x13 mm/S: 11x 9,7mm	R: 15x13 mm/S: 11x 9,7mm	R: 15x13 mm/S: 11x 9,7mm			
Autoklavieren (Angaben treffen für folgende Artikelnummern zu: #66096898 (Scanspitze S) und #66095954 (Scanspitze R).	bis zu 150 x 121°C/ 30 min 134°C/ 4 min (Pre-Vakuum) 135°C/ 10min (Gravity)	bis zu 150 x 121°C/ 30 min 134°C/ 4 min (Pre-Vakuum) 135°C/ 10min (Gravity)	bis zu 150 x 121°C/ 30 min 134°C/ 4 min (Pre-Vakuum) 135°C/ 10min (Gravity)			
Umdrehbare Spitze um 180°	Ja	Ja	Ja			
Spezieller Modus						
Remote Control Modus	Ja	Ja	Nein			
UV-C Desinfektion	Ja	Ja	Nein			
Verbindung						
Länge		2,0 m / abnehmbar 2,5 m optional erhältlich	2,0 m / abnehmbar 2,5 m optional erhältlich			
Тур	Wireless USB 3.1 Gen1 (Wireless Hub)	USB 3.1 Gen1 (C Power Delivery)	USB 3.1 Gen1 (C Power Delivery)			

Auszug aus dem umfangreichen Medit Link Software Angebot*: Smart Scan Filtering: entfernt unnötiges Weichgewebe / Medit Ortho Simulation: visualisiert mögliche Ergebnisse einer kieferorthopädischen Behandlung / Smart Color Filtering: reduziert Artefakte und erleichtert die Retraktion / Medit Smile Design: zeigt den Patienten:innen sein zukünftiges Lächeln / Cloud-basierte Dienste: stellt eine direkte Verbrindung zu Ihrem Labor her / Web Viewer & Case Talk: verbessert Ihre Kommunikation mit Patienten und Labor / Margin Line Creation: generiert automatisch die Randlinie eines jeden Zahns / Denture Scanning: ermöglicht das Scannen von zahnlosen Patienten / A.I. Scanbody & Abutment Matching: passet Scanbodies und Abutments automatisch an und richtet sie aus / Medit Crown Fit: führt eine modellfreie Kronenanpassung durch / Impression Scanning: ermöglicht die Kombination eines Abdruckscans mit den intraoralen Daten / Face Scan: zeigt Ihren Patienten:innen ein umfassenderes Endergebnis.

*Stand Februar 2023, weiterführende Informationen erhalten Sie von unseren IOS-Spezialisten.

Sprechen Sie uns an!

Zuständigkeiten IOS-Spezialist*innen Zahnmedizin



Alexander Glenewinkel

Tel.: 0151 40243585 alexander.glenewinkel@ kulzer-dental.com

PLZ 01000-02119 | 21300-21599 | 22000-25999 29400-29599 | 30100-31399 | 34100-34699 36000-39699 | 98500-99999



Alexander Messer

Tel.: 0174 1740403 alexander.messer@ kulzer-dental.com

DI 7

21200-21299 | 21600-21799 | 26100-29399 29600-29699 | 31500-33899 | 35000-35799 40200-59999 | 61200-61299 | 65100-65799



Claudia Ungar

Tel.: 0171 1758812 claudia.ungar@ kulzer-dental.com

PLZ

60300-61199 | 61300-64899 | 65800-97999