



Spezial: Kennzeichnung unserer Zahnleisten

Ihre Herausforderung:

„Die Chargennummern müssen für jeden einzelnen Zahn ersichtlich sein, inklusive der Dokumentation auf Lieferscheinen und Rechnungen“

Unser Service für Sie:

Für die künstlichen Zähne von Kulzer wird keine Angabe der zugehörigen Charge pro Einzelzahn benötigt, denn bei Kulzer wird jede Zahnleiste ausschließlich mit nur einer Zahncharge bestückt. Da wir Direktanbieter sind, landet jede von Ihnen zurückgesendete Zahnleiste unmittelbar in unseren verantwortungsvollen Händen.

Eine Mischung von Chargen auf einer Zahnleiste, z.B. durch das Recyclen von teilverwendeten Leisten findet bei Kulzer nicht statt.

Die notwendige Rückverfolgbarkeit ist so einfach durch Dokumentation der verwendeten Zahnleiste(n) möglich, die Chargeninformationen sind hier jeweils 2x in Klarschrift sowie im scanbaren Code hinterlegt.

Unser zusätzlicher Service für Sie: Einen abziehbaren Aufkleber über den auf der Zahnleiste angebrachten Informationen, der die gleichen Angaben enthält, können Sie für Ihre Dokumentation verwenden.

Eine Dokumentation auf Lieferscheinen und Rechnungen führt im üblichen Workflow zu keinerlei Vorteilen für die Rückverfolgbarkeit, da die Zahnleisten im z.B. Konsignationslager aufbewahrt und die verwendete Charge erst direkt bei der Anfertigung der Sonderanfertigung festgelegt werden.

Zusätzlich dazu können wir Kunden, die bereits mit Dokumentationssoftware arbeiten, eine Zuordnungstabelle im Excel-Format anbieten.

Diese enthält unsere Zahnlinien, Farbe, Form sowie die dazugehörige Artikelnummer. Unsere Codes entsprechend dem globalen Standard, dementsprechend kann diese Tabelle dazu genutzt werden, sie dem Softwareanbieter zur Verfügung zu stellen um die Namen / Farbe / Form / (Abpackung) in die Systeme einzuspielen.

Herunterladen können Sie die Tabelle im Internet unter www.kulzer.de/mdr .

Auf der Rückseite dieses Schreibens finden Sie ein Beispielfeld der Zahnleistenetiketten sowie Informationen zu den enthaltenen Informationen und Codes.



Folgende Informationen sind auf jeder unserer Zahnleisten 2fach vorhanden:



Auf der linken Seite haben wir einen UDI Code:

Der enthält die Informationen, die unten auch in Klarschrift nochmals auf dem Etikett sind [+J014668010270/\$\$71813564496/16D201903255]

+J014	Bezeichnung des Herstellers, also Kulzer
66801027	Artikelnummer
0	Kennung für eine Single-Packung
/\$\$7	Steuerzeichen
1813564496	LOT Nummer (18 Herstelljahr Zähne, 13564496 Fertigungsauftragsnummer)
/16D	Steuerzeichen („Code-Identifizier“)
20190325	Produktionsdatum / Steckdatum (25.03.2019)
5	Steuerzeichen

Auf der rechten Seite habe wir den GTIN Code:

Dieser Code ist für den Einsatz im Ausland bestimmt.