

## Was muss ich beim Upload der .STL-Datei beachten?

Damit wir Ihre .STL-Datei wunschgemäß drucken können, brauchen wir folgende Informationen bzw. Daten von Ihnen:


- Rohdatensatz des Intraoral-Scans (STL oder DCM)
- Beim Dental-Modell: Kiefer, Gegenkiefer und Biss
- Bei Implantaten: welches Implantatsystem, welcher Scanbody wird verwendet?
- inserierter Analog oder Ausschachtungen

Sollten Sie Fragen bezüglich der Eignung Ihres Datensatzes für den 3D-Druck haben, kontaktieren Sie bitte:

Herr Roland Binder  
Tel. 09661/ 4005

Weitere Informationen zum cara Print 4.0 finden Sie auf unserer Website:

[www.kulzer.de/cara-print](http://www.kulzer.de/cara-print)



Kontakt in Deutschland  
Kulzer GmbH  
Leipziger Straße 2  
63450 Hanau, Deutschland  
Bestell- & Service Hotline  
Tel: 0800 / 4372522