

cara Scanbody

Für höchste Präzision im übertragenen Sinne.

Auf dem Weg zum perfekten Ergebnis entscheidet jedes Detail. Scankörper ermöglichen Ihnen hier bei der Erstellung von Implantataufbauten, die Implantatposition beim Scanvorgang exakt zu übertragen. Das Plus für Ihren digitalen Workflow: Die passenden Scanbodies für Ihre Implantate erhalten Sie jetzt auch von cara in bester Kulzer Qualität!

Die Vorteile sind überzeugend:

- Die unsymmetrischen Scanflächen ermöglichen schnelles 1-Punkt-matchen.
- Die integrierte Schraube erhöht den Komfort und die Sicherheit beim Handling.
- Die Scankörper sind für alle gängigen Implantatsysteme erhältlich.
- Für volle Flexibilität sind die cara Scanbodies rotierbar.




Anwendungsgebiete:

- cara Scanbodies sind extraoral und intraoral einsetzbar und für die sofortige Anwendung im Mund sterilisierbar.

Reliable technology:

- Die zweiteiligen Scanbodies aus hochwertigem PEEK-Kunststoff mit Edelstahl-Anschlussgeometrie sorgen für höchste Präzision.
- Die Toleranz liegt bei nur 2 – 3 µm.



Das optimal aufeinander abgestimmte cara Systemangebot wird mit den neuen Scankörpern sinnvoll und praxisorientiert erweitert.

3Shape Dental System Nutzer finden die library auf unserer Website:

www.kulzer.de/cara-implantatbibliotheken.



Hochwertige Qualität trifft breites Angebot! cara Scanbodies sind für die unterschiedlichsten Implantatsysteme verschiedener Hersteller lieferbar.

Mundgesundheit in besten Händen.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

cara Scanbody

Die exklusive Auswahl ist inklusive.

cara Scanbody			
Hersteller	Produktname	Serie	Art. code
Biomet® 3i	cara Scanbody H00 3i Osseo Cert 3.4	H00	66059971
	cara Scanbody H10/20 3i OsseoCert 4.1/5.0	H10/20	66059972
	cara Scanbody I00 3i Osseo ExH 3.4	I00	66059968
	cara Scanbody I10 3i Osseo ExH 4.1/5.0	I10/20	66059969
Camlog®	cara Scanbody C00 Camlog 3.3	C00	66059991
	cara Scanbody C10 Camlog 3.8	C10	66059992
	cara Scanbody C20 Camlog 4.3	C20	66059993
	cara Scanbody C30/40 Camlog 5.0/6.0	C30/40	66059994
	cara Scanbody D00 Conelog SL 3.3	D00	66064081
	cara Scanbody D10 Conelog SL 3.8/4.3	D10/20	66064201
	cara Scanbody D30 Conelog SL 5.0	D30	66064202
Nobel Biocare®	cara Scanbody E00 Nob Rpl Sel 3.5	E00	66059976
	cara Scanbody E10 Nob Rpl Sel 4.3	E10	66059977
	cara Scanbody E20 Nob Rpl Sel 5.0	E20	66059978
	cara Scanbody E30 Nob Rpl Sel 6.0	E30	66059979
	cara Scanbody F00 Nob Rpl Act NP 3.5	F00	66059974
	cara Scanbody F10/20 Nob Rpl Act RP 4.3/5.0	F10/20	66059975
	cara Scanbody K00 Nob BmkSys 3.5	K00	66059965
	cara Scanbody K10 Nob BmkSys 4.1	K10	66059966
	cara Scanbody K20 Nob BmkSys 5.1	K20	66059967
Dentsply® Implants	cara Scanbody T00 Dentsply Xive 3.4	T00	66059951
	cara Scanbody T05 Dentsply Xive 3.8	T05	66059952
	cara Scanbody T10/20 Dentsp Xive 4.5/5.5	T10/20	66059953
	cara Scanbody S00/10 Astra 3.5/4.0	S00/10	66059955
	cara Scanbody S20/30 Astra 4.5/5.0	S20/30	66059956
	cara Scanbody EV00 Astra EV 3.0	EV00	66064781
	cara Scanbody EV10 Astra EV 3.6	EV10	66064782
	cara Scanbody EV20 Astra EV 4.2	EV20	66064783
	cara Scanbody EV30 Astra EV 4.8	EV30	66064784
	cara Scanbody EV40 Astra EV 5.4	EV40	66064785
Medentis®	cara Scanbody ICX Medentis ICX	ICX	66064082
NEOSS®	cara Scanbody NE NEOSS	NE	66064083
Straumann®	cara Scanbody LNC Str BL 3.3	LNC	66059963
	cara Scanbody LRC Str BL 4.1/4.8	LRC	66059964
	cara Scanbody N00 Str SynOct NN 3.5	N00	66059960
	cara Scanbody N10 Str SynOct RN 4.8	N10	66059961
	cara Scanbody N20 Str SynOct WN 6.5	N20	66059962
Zimmer®	cara Scanbody R00 Zimmer Tap 3.5	R00	66059957
	cara Scanbody R10 Zimmer Tap 4.5	R10	66059958
	cara Scanbody R20 Zimmer Tap 5.7	R20	66059959

BESTELL- UND SERVICE-HOTLINE (Deutschland):

 **0800.437 25 22**
(gebührenfrei)

Kontakt in Deutschland

Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau, Germany
cara-service@kulzer-dental.com