

cara Scan 4.0 - jetzt clever scannen!

Für nur 9.999,-EUR*

Angebot

Gültig bei Bestellungen bis einschließlich 31.01.2019



*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen auf Basis der aktuell gültigen Preislisten der Kulzer GmbH und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Aktionspreise sind Festpreise und verstehen sich ohne Abzug weiterer Konditionen. Rabatte sind rechnerische Rabatte auf den Listenpreis der aktuell gültigen Preislisten der Kulzer GmbH, Hanau. Angebote gelten nur für Kunden mit Geschäftssitz in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass die Auslieferung der Ware von ihrer Verfügbarkeit abhängig ist. Die Angebote gelten nur für Aufträge mit einem Auftragsingang bis zum 31.01.2019, nur für Direktbestellungen bei der Kulzer GmbH, Deutschland und nur solange der Vorrat reicht. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Bestellung

per Mail an: order.lab@kulzer-dental.com

per Fax an 0800 4372329 (Deutschland)

Wenig investieren und maximale Rentabilität sichern!

Alles drin, was Sie brauchen:

- offenes CAD-System für K&B-Arbeiten und Implantate
- keine jährliche Software Lizenz-Gebühr
- unverbindlicher und kostenloser Test von 4 Wochen
- optionale Leasingvarianten
(z.B. 60 Monate für 180,-€/mtl. bei 10% Anzahlung)

Ja, ich möchte clever Scannen und kaufe den cara Scan 4.0

Produkt	Artikelnummer
cara Scan 4.0	6606 9511
Monitor	6607 0911
Tastatur + Maus	6606 3072

Leistung	cara Scan 4.0	integrierter Rechner
3D-Scan-Technik	Streifenlicht	6. Generation Intel® Core™ Serie I7 6700 3,4 GHz
Kameraauflösung	1,3 Megapixel USB 3.0	
Lichtquelle	Blaues Licht – LED, 100 ANSI-Lumen	NVIDIA "GeForce" GT 730 1GB DDR3
Drehtisch	Bewegung auf 2 Achsen (Rotation, Kippung)	SSD 256GB SATA Speicher 16 GB RAM DDR3. Speichergeschwindigkeit 1600 MHz
3D Scanbereich (B x T x H)	90 x 80 x 55 mm	1 HDMI, 1DVI-D, 1 DisplayPort, 6 USB 3.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps, WIFI 802.11 ab g n ac
Genauigkeit	0,015 mm	Windows 10
Ausgabeformate	STL, ASC, PLY, OBJ	

Hiermit bestelle ich verbindlich den cara Scan 4.0 zu den beschriebenen Aktionskonditionen.

Bitte kontaktieren Sie mich bezüglich eines Leasingangebotes.

Ich wünsche einen Besuchstermin.

Name: _____ Kundennummer: _____

Straße: _____ PLZ/Ort: _____

Telefon: _____ E-Mail: _____

Datum: _____ Unterschrift: _____

Mit meiner Unterschrift willige ich in die Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten (Name, Adresse und E-Mail-Adresse) für Zwecke der Beratung durch die Kulzer GmbH ein. Wenn ich mich auf der Kulzer Webseite für Newsletter anmelde oder Informationen zu Produkten und Dienstleistungen anfordere, wird Kulzer meine personenbezogenen Daten unter Umständen dazu nutzen, die E-Mail-Aussendungen für mich zu optimieren und mir weitere Informationen per E-Mail zu zusenden. Falls ich hiermit nicht einverstanden sein sollte, kann ich dies jederzeit mitteilen, damit Kulzer meine personenbezogenen Daten entsprechend sperren bzw. löschen kann. Ich kann mich von den Mailings selbstverständlich jederzeit wieder abmelden.

© 2018 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.

Kontakt in Deutschland

Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau, Germany
cara-service@kulzer-dental.com

kulzer.de



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP