

carao I-Bridge X
mit 2,4 mm
Schraubenkanal



carao I-Bridge® und carao I-Bridge X
Übersicht über Plattformen und Systeme

Mundgesundheits in besten Händen.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

cara I-Bridge®

X = auch erhältlich für die **cara I-Bridge X**

Implantatsystem	Plattform	cara I-Bridge gerade				cara I-Bridge abgewinkelt				
		Digital Design	CoCr milled	CoCr SLM	Ti	CoCr milled	CoCr SLM	Ti	cara I-Pack	cara I-Flex
Ankylos® Balance Base C Abutment system	4.2	–	•	•	•	•	•	•	–	*
	5.5	–	•	•	•	•	•	•	–	*
X Astra Tech OsseoSpeed® Abutment Level	20°	–	•	•	•	•	•	•	•	*
	45°	–	•	•	•	•	•	•	•	*
X Astra Tech Implant System® Uni Abutment EV	33°	–	•	•	•	•	•	•	•	*
Bego Semados® S/RI/RS/RSX-Line Implant Level	3.75	–	•	•	•	•	•	•	–	*
	4.1	–	•	•	•	•	•	•	–	*
	4.5	–	•	•	•	•	•	•	–	*
	5.5	–	•	•	•	•	•	•	–	*
X BioHorizons® Internal Implant Level	3.0	–	•	•	•	•	•	•	•	*
	3.5	✓	•	•	•	•	•	•	•	•
	4.5	✓	•	•	•	•	•	•	•	•
	5.7	✓	•	•	•	•	•	•	•	•
X Biomet 3i™ Certain® Implant Level	3.4	✓	•	•	•	•	•	•	•	•
	4.1	✓	•	•	•	•	•	•	•	•
	5.0	✓	•	•	•	•	•	•	•	•
Biomet 3i™ Osseotite® External Implant Level	3.4	✓	•	•	•	•	•	•	•	•
	4.1	✓	•	•	•	•	•	•	•	•
	5.0	✓	•	•	•	•	•	•	•	•
	6.0	✓	•	•	•	•	•	•	–	*
X Biomet 3i® Abutment Level	Low Profile Abutment	–	•	•	•	•	•	•	–	*
X Bredent® SKY Implant Level	4.0	–	•	•	•	•	•	•	–	*
	NP	✓	•	•	•	•	•	•	•	•
	RP	✓	•	•	•	•	•	•	•	•
X Brånemark System® Implant Level	WP	✓	•	•	•	–	–	–	•	–
	NP	✓	•	•	•	•	•	•	•	*
	RP	✓	•	•	•	•	•	•	•	*
X Brånemark System® Multi Unit Abutment Level	WP	✓	•	•	•	•	•	•	•	*
	NP	✓	•	•	•	•	•	•	•	*
	RP	✓	•	•	•	•	•	•	•	*
X Camlog® Implant System Implant Level	3.3	✓**	•	•	•	•	•	•	•	•
	3.8	✓**	•	•	•	•	•	•	•	•
	4.3	✓**	•	•	•	•	•	•	•	•
	5.0	✓**	•	•	•	•	•	•	•	•
	6.0	✓**	•	•	•	•	•	•	–	*

Implantatsystem	Plattform	cara I-Bridge gerade			cara I-Bridge abgewinkelt			cara I-Pack	cara I-Flex
		Digital Design	CoCr milled	CoCr SLM	Ti	CoCr milled	CoCr SLM		
X Conelog®-Implant system Implant level	3.8	✓**	•	•	•	•	•	•	*
	4.3	✓**	•	•	•	•	•	•	*
	5.0	✓**	•	•	•	•	•	•	*
X Dentauro tiologic® Implant Level	S, 3.3	✓**	•	•	•	•	•	•	*
	M, 3.7/4.2	✓**	•	•	•	•	•	•	*
	L, 4.8/5.5	✓**	•	•	•	•	•	•	*
X Dentauro tiologic® Bar Abutment Abutment level	S, M, L	✓**	•	•	•	•	•	•	*
X Medentis ICX-templant® Implant Level	3.75/ 4.1/ 4.8	–	–	–	–	•	•	•	*
Neoss® Implant Level	3.5	✓	•	•	•	•	•	•	•
	4.0	✓	•	•	•	•	•	•	•
	4.5	✓	•	•	•	•	•	•	•
Neoss® Hex Adapter	3.75	–	•	•	•	•	•	•	*
X NobelActive® Conical Connection Implant Level	3.5	✓	•	•	•	•	•	•	•
	4.3	✓	•	•	•	•	•	•	•
X NobelReplace® Implant Level	NP	✓	•	•	•	•	•	•	•
	RP	✓	•	•	•	•	•	•	•
	WP	✓	•	•	•	•	•	•	•
	6.0	–	•	•	•	•	•	•	*
X NobelReplace® Multi Unit Abutment Level	NP	✓	•	•	•	•	•	•	*
	RP	✓	•	•	•	•	•	•	*
	WP	✓	•	•	•	•	•	•	*
X Straumann® Bone Level Implant Level	NC 3.3	✓	•	•	•	•	•	•	•
	RC 4.1	✓	•	•	•	•	•	•	•
	RC 4.8	✓	•	•	•	•	•	•	•
X Straumann® Bone Level SRA Abutment Abutment level	3.5	–	•	•	•	•	•	•	*
	4.6	–	•	•	•	•	•	•	*
X Straumann® Tissue Level Implant Level	NN	–	•	•	•	•	•	•	*
	RN	✓	•	•	•	•	•	•	•
	WN	✓	•	•	•	•	•	•	•
X Straumann® Tissue Level Abutment Level	RN	–	•	•	•	•	•	•	*

cara I-Bridge®

X = auch erhältlich für die **cara I-Bridge X**

Implantatsystem	Plattform	cara I-Bridge gerade			cara I-Bridge abgewinkelt			cara I-Pack	cara I-Flex
		Digital Design	CoCr milled	CoCr SLM	Ti	CoCr milled	CoCr SLM		
X Sweden & Martina® Premium/Kohno Implant Level	3.3	✓**	•	•	•	•	•	•	*
	3.8	✓**	•	•	•	•	•	•	*
	4.25	✓**	•	•	•	•	•	•	*
	5.0	✓**	•	•	•	•	•	•	*
X Thommen SPI® Implant Level	3.5	✓**	•	•	•	•	•	•	•
	4.0	✓**	•	•	•	•	•	•	•
	4.5	✓**	•	•	•	•	•	•	•
	5.0	✓**	•	•	•	•	•	•	•
X Thommen® Abutment level	VARIOmulti	–	–	–	–	•	•	•	*
X Xive®/Frialit® Implant Level	3.0		•	•	•	•	•	•	*
	3.4	✓	•	•	•	•	•	•	*
	3.8	✓	•	•	•	•	•	•	*
	4.5	✓	•	•	•	•	•	•	*
	5.5	✓	•	•	•	•	•	•	*
X Zimmer Dental Tapered Screw-Vent® comp. Implant Level	3.5	✓	•	•	•	•	•	•	*
	4.5	✓	•	•	•	•	•	•	*
	5.7	✓	•	•	•	•	•	•	*

cara Switch Level

Ankylos® Implant system Switch Level	Regular C/X	–	•	•	•	•	•	•	•
Astra Tech OsseoSpeed® Switch Level	3.5/4.0	–	•	•	•	•	•	•	•
	4.5/5.0	–	•	•	•	•	•	•	•
Astra Tech Implant System® EV Switch Level	3.0	–	•	•	•	•	•	•	•
	3.6	–	•	•	•	•	•	•	•
	4.2	–	•	•	•	•	•	•	•
	4.8	–	•	•	•	•	•	•	•
	5.4	–	•	•	•	•	•	•	•
Dyna Helix® Switch Level	One Size	–	•	•	•	•	•	•	•

Implantatsystem	Plattform	cara I-Bridge gerade			cara I-Bridge abgewinkelt			cara I-Pack	cara I-Flex
		Digital Design	CoCr milled	CoCr SLM	Ti	CoCr milled	CoCr SLM		
Straumann® Bone Level Switch Level	NC	-	•	•	•	•	•	•	•
	RC	-	•	•	•	•	•	•	•

cara Fertigungszentrum:

Dentale Fertigung auf Abruf.

Mit dem cara Fertigungszentrum sind Sie immer auf der sicheren Seite, wenn Sie zusätzliche Fertigungskapazitäten benötigen für Ihre Kronen und Brückengerüste, gefräst oder lasergesintert oder Lösungen für Implantat getragenen Zahnersatz.



Für mehr Informationen besuchen Sie kulzer.de/cara-fertigungszentrum



cara I-Bridge X

Alle erhältlichen Systeme werden mit unseren neuen Schrauben von Dynamic Abutment ausgeliefert.

Ob angewinkelt oder gerade, die I-Bridge X wird mit den gleichen Schrauben ausgeliefert. Die I-Bridge X ist ästhetischer mit einem kleineren Schraubenöffnungskanal und schöneren Details. Nicht erhältlich in Zirkonoxid.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Technische Beratungshotline.

Information zu cara

- * – Die Austrittsöffnung des Schraubenkanals ist mit einer Erhöhung gekennzeichnet die z. B. aus Wachs besteht. Bei allen Analoga sollte cara I-Flex mit Zugangsführung bzw. dem Angulation Guide Richtungsgeber verwendet werden, damit die maximale Angulation der Schraubenlöcher nicht überschritten wird.
- ** – cara I-Bridge lässt sich virtuell auch mit anderen Scan-körpern als denen von Kulzer, NT Trading, Medentika® oder ELOS® Pinol gestalten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Technische Beratungshotline.

cara I-Bridge new connection

Wir können cara I-Bridge jetzt für jedes beliebige Implantatssystem anfertigen. Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice, um weitere Informationen zur Bestellung von cara I-Bridge new connection zu erhalten. Eine hervorragende Gelegenheit, mit der unsere Kunden prothetische Lösungen für alle Patientensituationen anbieten können.

cara I-Bridge Zr ST

cara I-Bridge Zr ST ist für folgende Plattformen erhältlich:

Regular/Angled:

- Brånemark system® Implant level NP/RP
- Brånemark system® Multi Unit Abutment level NP/RP
- Nobel Replace Multi Unit Abutment level NP/RP/WP
- Straumann® Tissue Level system Implant level RN/WN

Regular:

- Brånemark system® Implant level WP
- Brånemark system® Multi Unit Abutment level WP
- Straumann® Tissue Level system Implant level RN/WN

Digitale Zahntechnik

Der Kunde konstruiert die cara I-Bridge digital auf Grundlage eigener Erfahrungen und kann sie virtuell an die individuellen Patientenanforderungen anpassen. Anschließend wird die Datei hochgeladen und zur Anfertigung versendet. Schicken Sie uns außerdem das physische Modell. Dank dieser Flexibilität können sowohl die Labore als auch die behandelnden Ärzte Zeit und Kosten sparen.

Der Kunde kann entweder 3Shape® verwenden und die Datei an Kulzer schicken oder offene STL-Dateien in den Meeting Point hochladen.

Zur Konstruktion können die marktführenden Scanner und Softwares verwendet werden – 3Shape®, Exocad® und Dental Wings®.

Weitere Informationen finden Sie unter kulzer.de/cara-i-bridge



Signum® composite

Mit unserem Signum composite finden Sie das ideale Verblendkomposit für metallgestützte Gerüste. In fließfähiger oder pastöser Konsistenz, mit Massen aus dem Matrixkonzept für individuelle naturidentische Ästhetik, steht Ihnen das passende Material für langhaltende Restaurationen und herausragenden okklusalen Komfort mit Kompositverblendungen zur Verfügung.

Informieren Sie sich jetzt näher zu Signum composite unter kulzer.de/signum



Kontakt in Deutschland

Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau, Deutschland
cara-service@kulzer-dental.com

In Ihrem Land sind möglicherweise nicht alle Produkte erhältlich.

3Shape DentalManager® und 3Shape® sind Marken von 3Shape A/S. Bränemark System®, NobelReplace® und NobelActive® sind Marken der Nobel Biocare Group. Straumann® ist eine Marke der Straumann Group. Astra Tech Implantatsystem®, Ankylos®, Xive®, Frialit® sind Marken der Dentsply Group. 3i®, Biomet®, Certain® sind Marken von Biomet 3i, LLC. Screw-Vent® ist eine Marke von Zimmer Dental. Thommen® und SPI® sind Marken der Thommen Medical Group. Semados® ist eine Marke der BEGO Implantatsystems GmbH & Co. KG. ICX-templant® ist eine Marke der Medentis Medical GmbH. Dyna Helix® ist eine eingetragene Marke von Dyna Dental Engineering b.v. Bredent® ist eine Marke der Bredent GmbH & Co.KG. Duravit® ist eine Marke der B&B Dental Implant Company. Medentika® ist eine Marke der Medentika GmbH. Exocad® ist eine Marke der exocad GmbH. Dental Wings® ist eine Marke von Dental Wings, Inc. Cresco® ist eine Marke von Elos Medtech Timmersdala AB. Sweden&Martina® ist eine Marke von Sweden&Martina spa. TRI_Vent® ist eine Marke der TRI Dental Implants Int. AG.

Alle Marken und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Firma.