



cara I-Butment® gerade/abgewinkelt
 Plattformübersicht

Mundgesundheit in besten Händen.



KULZER
 MITSUI CHEMICALS GROUP

cara I-Butment® gerade/abgewinkelt

Implantatsystem	Kennzeichnung	Plattform	cara I-Butment gerade			cara I-Butment abgewinkelt			
			Ti (einteilig)	Zr (zweiteilig)	CoCr (einteilig)	Ti (einteilig)	CoCr (einteilig)	max. Abwinklung	Drehmoment Ncm
Astra Tech EV	EV-Serie	Ø3,0 mm	•	-	-	-	-	-	25
		Ø3,6 mm	•	-	-	-	-	-	
		Ø4,2 mm	•	-	-	-	-	-	
		Ø4,8 mm	•	-	-	-	-	-	
		Ø5,4 mm	•	-	-	-	-	-	
Astra Tech OsseoSpeed®	S-Serie	Ø3,5/4,0 mm	•	•	•	•	•	15°	20
		Ø4,5/5,0 mm	•	•	•	•	•	5°	
Bego® Semados®	B-Serie	Ø3,25 mm	•	-	-	-	-	-	30
		Ø3,75 mm	•	-	-	-	-	-	
		Ø4,10 mm	•	-	-	-	-	-	
		Ø4,50 mm	•	-	-	-	-	-	
		Ø5,50 mm	•	-	-	-	-	-	
Biomet 3i™ Certain®	H-Serie	Ø3,4 mm	•	•	•	•	•	15°	20
		Ø4,1 mm	•	•	•	•	•	15°	
		Ø5,0 mm	•	•	•	•	•	15°	
Biomet 3i™ Osseotite®	I-Serie	Ø3,4 mm	•	•	•	•	•	20°	35
		Ø4,1 mm	•	•	•	•	•	20°	
		Ø5,0 mm	•	•	•	•	•	20°	
Brånemark System®	K-Serie	NP	•	•	•	•	•	20°	35
		RP	•	•	•	•	•	25°	
		WP	•	•	•	N/A	N/A	N/A	
Bredent Sky®	Sky-Serie	Ø3,5 mm	•	-	-	-	-	-	25
		Ø4,0 mm	•	-	-	-	-	-	
		Ø4,5 mm	•	-	-	-	-	-	
Camlog®	C-Serie	Ø3,3 mm	•	•	-	-	-	-	20
		Ø3,8 mm	•	•	-	-	-	-	
		Ø4,3 mm	•	•	-	-	-	-	
		Ø5,0 mm	•	•	-	-	-	-	
		Ø6,0 mm	•	•	-	-	-	-	
Conelog®	-	Ø3,3 mm	•	-	-	-	-	-	20
		Ø3,8/4,3 mm	•	-	-	-	-	-	
		Ø5,0 mm	•	-	-	-	-	-	
Medentis® ICX	-	Ø3,45 – 4,8 mm	•	-	-	-	-	-	30
NEOSS®	-	Ø3,5 – 5,5 mm	•	-	-	-	-	-	32
NobelActive®	F-Serie	NP Ø3,5 mm	•	•	•	•	•	15°	35
		RP Ø4,3/5,0 mm	•	•	•	•	•	10°	

NEU

NEU

cara I-Butment® gerade/abgewinkelt

Implantatsystem	Kennzeichnung	Plattform	cara I-Butment gerade			cara I-Butment abgewinkelt			
			Ti (einteilig)	Zr (zweiteilig)	CoCr (einteilig)	Ti (einteilig)	CoCr (einteilig)	max. Abwinklung	Drehmoment Ncm
NobelReplace®	E-Serie	NP	•	•	•	•	•	5°	35
		RP	•	•	•	•	•	5°	
		WP	•	•	•	•	•	5°	
		Ø6,0 mm	•	•	•	•	•	5°	
Straumann® Bone Level	L-Serie	NC Ø3,3 mm	•	•	•	•	•	15°	35
		RC Ø4,1/4,8 mm	•	•	•	•	•	15°	
Straumann® SynOcta®	N-Serie	NN Ø3,3 mm	•	•	•	•	•	15°	35
		RN Ø4,8 mm	•	•	•	•	•	15°	
		WN Ø6,5 mm	•	•	•	•	•	15°	
Sweden & Martina®	SM-Serie	Ø3,3 mm	•	–	–	–	–	–	25
		Ø3,8 mm	•	–	–	–	–	–	
		Ø4,25 mm	•	–	–	–	–	–	
		Ø5,0 mm	•	–	–	–	–	–	
Thommen® Implant System	–	Ø3,5 mm	•	•	•	•	•	15°	15
		Ø4,0 mm	•	•	•	•	•	15°	20
		Ø4,5 mm	•	•	•	•	•	15°	
		Ø5,0 mm	•	•	•	•	•	15°	
		Ø6,0 mm	•	•	•	•	•	15°	25
Dentsply Implants Xive®/Frialit	T-Serie	Ø3,4 mm	•	•	•	•	•	10°	25
		Ø3,8 mm	•	•	•	•	•	10°	
		Ø4,5 mm	•	•	•	•	•	10°	
		Ø5,5 mm	•	•	•	•	•	10°	
Zimmer Dental TaperedScrew-Vent®	R-Serie	Ø3,5 mm	•	•	•	•	•	15°	30
		Ø4,5 mm	•	•	•	•	•	15°	
		Ø5,7 mm	•	•	•	•	•	15°	

NEU



cara I-Butments Zr sind für die folgenden Plattformen erhältlich:

- Gerade/Abgewinkelt: Brånemark system Implant level NP/RP.
- Gerade: Brånemark system Implant level WP.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.

Brånemark System®, NobelReplace® and NobelActive® are trademarks of the Nobel Biocare group. Straumann® and Synocta® are trademark of the Straumann Group. Astra Tech OsseoSpeed®, Xive®, Frialit are trademarks of the Dentsply Group. 3i®, Biomet®, Biomet 3i™, Certain®, Osseotite® are trademarks of Biomet 3i, Inc. Screw-Vent® is a trademark of Zimmer Dental, USA. Thommen® Implant System are trademarks of Thommen Medical Group. Camlog® and Conelog® are trademarks of Camlog Biotechnologies AG. Medentis® ICX-templant® is a trademark of medendis medical GmbH. NEOSS® is a trademark of NEOSS Ltd. Bego® Semados® is a trademark of Bego Bremer Goldschlägerei GmbH & Co. KG. Sky® is a trademark of Bredent medical GmbH & Co. KG. Sweden&Martina® is a trademark of Sweden&Martina spa.

Die eingetragenen Warenzeichen und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Firma.

Rund um die digitale Prothetik erteilen unsere Fachberater im Außendienst gerne Auskunft. Bitte kontaktieren Sie unsere Service-Hotline unter 0800 4372522.

BESTELLUNGEN & KUNDENSERVICE

❖❖❖ **CARA-SERVICE@KULZER-DENTAL.COM**



Kontakt in Deutschland

Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau, Deutschland
cara-service@kulzer-dental.com